

## 併用機器に関する 取扱説明書

本取扱説明書は、バイオセンスウェブスター製品と併用可能な専用の医療機器について説明するものです。

### 【注意】

- 製品使用前には併用するすべての医療機器の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
- 製品使用前には併用するすべての医療機器が正しく接続されていることを確認してください。
- 本書に掲載されていない機器の併用については、弊社営業担当にお問い合わせください。
- 最新の内容については、弊社ホームページ <http://www.jnj.co.jp/jjmkk/> よりご確認ください。

### 【問い合わせ先】

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  
バイオセンス ウェブスター事業部  
東京都千代田区西神田3丁目5番2号  
電話番号：03-4411-7910

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

#### 製造販売業者：

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  
東京都千代田区西神田3丁目5番2号

#### 製造業者：

Biosense Webster, Inc. (バイオセンス ウェブスター社) 米国  
Biosense Webster, Inc. (バイオセンス ウェブスター社) イスラエル  
HEI, Inc. (エイチ イー アイ社) 米国  
Stockert GmbH (ストックカート社) ドイツ  
LEAD-LOK, INC. (リードロック社) 米国

The diagram illustrates the connection between the 3D Mapping System (①) and the Ablation Catheter (③). The 3D Mapping System is connected to the Ablation Catheter via a connection cable (⑥). The Ablation Catheter is connected to the Catheter Control Unit (⑤) via a connection cable (③). The Catheter Control Unit is connected to the Irrigation Device (⑧) via a connection cable (⑥). The Irrigation Device is connected to the High-Frequency Output Generator (⑦) via a connection cable (⑥). The High-Frequency Output Generator is connected to the Catheter Control Unit via a connection cable (⑥). The Catheter Control Unit is also connected to the Remote Control (リモートコントロール) via a connection cable (⑥). The Catheter Control Unit is connected to the RF Data Communication Port (⑨) via a connection cable (⑥). The Catheter Control Unit is connected to the Catheter Mapping System Workstation (④) via a connection cable (⑥). The Catheter Mapping System Workstation is connected to the Reference Patch (②) via a connection cable (⑥).

A. 高周波出力発生装置としてバイオセンスSTOCKERT 70を使用する場合

**\*\*B. 高周波出力発生装置としてSmartAblate ジェネレータを使用する場合**

©J&J KK